










MILLION LIGHT
LED シリーズ








LA-404



照度(距離 100cm)	150000LUX+150000LUX
LED数	64個
消費電力	90W
演色指数	Ra96

ミリオンライト LED製品一覧表

							
製品名	LA-40	LA-20	LA-10	LA-404	LA-402	LA-401	LA-202
タイプ	シングル	シングル	シングル	コンビネーション	コンビネーション	コンビネーション	コンビネーション
灯数及び灯径	4灯65cm	2灯58cm	1灯23cm	4灯65cm + 4灯65cm	4灯65cm + 2灯58cm	4灯65cm + 1灯23cm	2灯58cm + 2灯58cm
照度 (距離 100cm)	150000LUX	100000LUX	60000LUX (距離 80cm)	150000LUX + 150000LUX	150000LUX + 100000LUX	150000LUX + 60000LUX (距離 80cm)	100000LUX + 100000LUX
光野径	20cm	17cm	15cm	20cm+20cm	20cm+17cm	20cm+15cm	17cm+17cm
LED寿命	約40,000時間 (照度70%)						
演色指数	Ra96						
色温度	4500°K ± 5%						
入力電圧	AC100V~240V 50~60Hz						
消費電力	45W	30W	25W	90W	75W	70W	60W
照度切替	照度切替ボリューム						
重量	50kg	38kg	33kg	85kg	73kg	68kg	61kg
最低天井高	2450mm	2350mm	2350mm	2550mm	2450mm	2450mm	2450mm

							
製品名	LA-201	LA-101	LA-40KX	LA-20KX	LA-10KX	LA-20W	LA-10W
タイプ	コンビネーション	コンビネーション	スタンド	スタンド	スタンド	カベ	カベ
灯数及び灯径	2灯 58cm + 1灯 23cm	1灯 23cm + 1灯 23cm	4灯 65cm	2灯 58cm	1灯 23cm	2灯 58cm	1灯 23cm
照度 (距離 100cm)	100000LUX + 60000LUX (距離 80cm)	60000LUX + 60000LUX (距離 80cm)	150000LUX	100000LUX	60000LUX (距離 80cm)	100000LUX	60000LUX (距離 80cm)
光野径	17cm+15cm	15cm+15cm	20cm	17cm	15cm	17cm	15cm
LED寿命	約40,000時間 (照度70%)						
演色指数	Ra96						
色温度	4500°K ± 5%						
入力電圧	AC100V~240V 50~60Hz						
消費電力	55W	50W	45W	30W	25W	30W	25W
照度切替	照度切替ボリューム						
重量	56kg	51kg	50kg	30kg	13kg	18kg	14kg
最低天井高	2450mm	2450mm	-	-	-	-	-

※天井が低い場合は、ご相談下さい。

※従来通り、モニターやビデオカメラ、レントゲンも取付け可能です。

※スイッチは全て、ランプヘッドで操作出来ます。 ※(株)ミリオンライトの納入先は、全国の大学病院・総合病院・クリニック・個人病院などになります。