



明るくクリアな観察像が得られるハイネの手持ち検眼鏡。手軽に持ち運びできるので検査場所を選びません。

最新の充電式ハンドルまたは壁掛けコード式ハンドルと組み合わせて使用します。

本カタログではハイネ社が推奨する、ベータ4スリム充電ハンドルとNT4充電器と各種ヘッドの組み合わせを標準セットとして紹介しています。ハンドルについてはP15をご参照下さい。



6x



10x

5 C-000.14.606  
HSL ルーベアタッチメント 10倍  
観察像を6倍から10倍に拡大します。

1 C-002.14.602 HSL 150 ハンドヘルドスリットランプヘッド 3.5V

角膜、前房、虹彩、水晶体など前眼部の精密な検査に使用します。スリット光の幅や光量を調節して左右にスキャンしたり観察部位の前後に焦点を合わせることで、より正確に病変の程度や位置を知ることができます。付属のフルオレセイン検査用のコバルトブルーフィルターを使用して、角膜上皮障害や欠損の有無を観察することができます。

スリット幅×長さ：0.2mm×10mm～4mm×14mm

4 X-002.88.099 XHLキセノンハロゲン電球 3.5V



● M-150.35.401 HSL 150 ハンドヘルドスリットランプ NT4/ベータ4スリム充電ハンドルセット 3.5V (10倍)

セット構成：1 HSL 150 ハンドヘルドスリットランプヘッド + 5 HSLルーベアタッチメント + 2 ベータ4スリム充電ハンドル + 3 NT4充電器 + 4 予備電球

● M-150.35.401.06 HSL 150 ハンドヘルドスリットランプ NT4/ベータ4スリム充電ハンドルセット 3.5V (6倍)

セット構成：1 HSL 150 ハンドヘルドスリットランプヘッド + 2 ベータ4スリム充電ハンドル + 3 NT4充電器 + 4 予備電球

2 X-007.99.474 ベータ4スリム充電ハンドル 3.5V  
3 X-002.99.484 NT4充電器 スリムハンドル用

