




## フォーリー



P.03

<膀胱留置カテーテル>

- よく使うから使い易さだけではなく、経済性にもこだわったカテーテル。
- 2つの付属品でも価格添え置き（当社比）

## 細径フォーリー




P.04

<膀胱留置カテーテル>

- 超小型犬向けバルーンカテーテル

## ロングフォーリー



P.05

<膀胱留置カテーテル>

- 十分なチューブ長さのバルーンカテーテル

### ■適用表 / フォーリーカテーテル適用表

	サイズ	有効長	犬の性別と大きさ							
			超小型犬		小型犬		中型犬		大型犬/超大型犬	
			メス	オス	メス	オス	メス	オス	メス	オス
細径フォーリーカテーテル	4.5Fr	L300	○	△						
		L550		○						
	5Fr	L300	△		○	△				
		L550		△		○				
フォーリーカテーテル	6Fr	L300			△		○	△		
	8Fr	L300					△		○	
ロングフォーリーカテーテル	6Fr	L650				△		○		△
		L750						△		○
		L850								○
	8Fr	L650							△	○
		L750								○
		L850								○



# ロングフォーリーカテーテル

バルーン

シリコーン

Tierrett ロングフォーリーカテーテル (動物用医療機器届出番号:26動葉第3980号)

## "十分なチューブ長さ"のバルーンカテーテル

- からだに優しいシリコーン製
- 軽量・コンパクトな接続部
- 十分なチューブ有効長



## Tierrett ロングフォーリーカテーテルの特長をご紹介します

十分なチューブ長さで、  
症例にあわせて選べる6タイプ

特長  
1

邪魔にならない  
軽量・コンパクトな接続部  
当社比 重量比約50%長さ比約55%

特長  
2

必要に応じて使える止め栓付

特長  
3

- 材質は、からだに優しいシリコーン製  
尿道粘膜への刺激が少なく、尿成分の付着が低減されます
- 挿入性を向上させる適度なコシのスタイレット付
- 挿入深さがわかる深度マーク付(接続部側200mm)

### LINE UP <サイズ構成>

サイズ呼称	外径	バルーン容量	有効長	品目コード	JANコード
6Fr	2.0mm	1mL	650mm	800-001-3467	4542187191356
			750mm	800-001-3468	4542187191363
			850mm	800-001-3469	4542187191370
8Fr	2.7mm	3mL	650mm	800-001-3470	4542187191387
			750mm	800-001-3471	4542187191394
			850mm	800-001-3472	4542187191400

5本/箱・EOG滅菌済

販売名 <入数>	サイズ	品目コード	希望小売価格 (税抜)[円/本] [円/箱]
<b>Tierrett</b> <b>猫カテーテル</b> <5本/箱>	3Fr ストレート	800-001-3516	470/本 2,350/箱
	4Fr ストレート	800-001-3518	
	3Fr ピッグテール	800-001-3517	1,380/本 6,900/箱
	4Fr ピッグテール	800-001-3519	
<b>Tierrett</b> <b>ウロステント</b> <1本/箱>	2.1Fr L80	800-001-4487	20,000 (本・箱)
	2.1Fr L100	800-001-4488	
	2.1Fr L120	800-001-4489	
	2.1Fr L140	800-001-4490	
	2.1Fr L160	800-001-4491	
	2.5Fr L120	800-001-4492	
	2.5Fr L140	800-001-4493	
	2.5Fr L160	800-001-4494	
<b>Tierrett</b> <b>ガイドワイヤー</b> <1本/箱>	0.016" (2.1Fr用)	800-001-4718	5,000 (本・箱)
	0.018" (2.5Fr用)	800-001-4495	
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px;">新製品</span> <b>ティアレ</b> <b>大動物用輸液セット</b> <5本/箱>	公称滴数 1mL≒20滴	800-001-5064	5,600/本 28,000/箱
<span style="border: 1px solid red; border-radius: 5px; padding: 2px;">新製品</span> <b>ティアレ</b> <b>PEG キット</b> <1本/箱>	20Fr	800-001-5028	5,800 (本・箱)

## 動物用カテーテル価格表

販売名 <入数>	サイズ	品目コード	希望小売価格 (税抜)[円/本] [円/箱]
<b>Tierrett</b> フォーリーカテーテル <5本/箱>	6Fr L300	800-001-4611	1,980/本 9,900/箱
	8Fr L300	800-001-4612	
<b>Tierrett</b> ロングフォーリーカテーテル <5本/箱>	6Fr L650	800-001-3467	4,800/本 24,000/箱
	6Fr L750	800-001-3468	
	6Fr L850	800-001-3469	
	8Fr L650	800-001-3470	
	8Fr L750	800-001-3471	
	8Fr L850	800-001-3472	
<b>Tierrett</b> 細径フォーリーカテーテル <5本/箱>	4.5Fr L300	800-001-4702	4,800/本 24,000/箱
	4.5Fr L550	800-001-4703	
	5Fr L300	800-001-4704	
	5Fr L550	800-001-4705	
<b>Tierrett</b> 猫カテーテル(固定板付) ストレート 先端開口タイプ <5本/箱>	3Fr L80	800-001-4619	600/本 3,000/箱
	3Fr L100	800-001-4620	
	3Fr L120	800-001-4621	
	4Fr L80	800-001-4625	
	4Fr L100	800-001-4626	
	4Fr L120	800-001-4627	
<b>Tierrett</b> 猫カテーテル(固定板付) ストレート 先端封止タイプ <5本/箱>	3Fr L80	800-001-4622	980/本 4,900/箱
	3Fr L100	800-001-4623	
	3Fr L120	800-001-4624	
	4Fr L80	800-001-4628	
	4Fr L100	800-001-4629	
	4Fr L120	800-001-4630	