

# maXium® 基本仕様

販売名: マーチン電気メス マキシウム  
医療機器認証番号: 223AGBZ100001000

入力電圧範囲	100-240V ±10%;50/60Hz		デューティーサイクル	起動10秒/停止30秒
主電流	Max. 6.3A		電磁両立性	IEC60601-1-2
電源ヒューズ	6.3A		作動音	55dB(A) (45-60dB)
最大入力	待機状態	40VA	警告音	65dB(A)
	最大出力時	600VA	重量	8.3kg
最大出力	切開	360W	外形寸法	(W)390mm×(H)182mm×(D)435mm
	凝固	320W	周囲温度範囲	-25℃~70℃
EN60601-1による保護クラス	クラスI		輸送と保管	相対湿度 10%~100%
EC指令 93/42/EECによる分類	クラスIIb		大気圧	500hPa~1060hPa
漏れ電流 (LF/HF)	IEC60601-1		周囲温度	10℃~40℃
	IEC60601-2-2		作動パラメータ	相対湿度 30%~75%
装着部のタイプ	CF形装着部		大気圧	700hPa~1060hPa

## Ordering Information

カタログ番号	製品名	備考
80-042-02-04	マーチン電気メス マキシウム i	
80-047-00-04	マキシウムカート II	
80-070-00-04	MEユニット用架台	販売名: MEユニット用架台
80-811-30-04	ダブルフットスイッチ	販売名: マーチン フットスイッチ 医療機器届出番号: 13B1X10197010002
80-811-50-04	シングルフットスイッチ	
80-821-03-04	ダブルフットスイッチ SWAP	

### marSeal 5 IQ

カタログ番号	製品名	仕様
80-630-50-04	マーシール5 コンプリート	シャフト径φ5mm 全長370mm
80-630-52-04	マーシール5用ハンドル	
80-630-51-04	マーシール5用シャフト	シャフト径φ5mm 全長370mm
80-630-53-04	マーシール5用ブレードロッド	6本入 未滅菌

### marClamp® IQ

カタログ番号	製品名	仕様
80-975-16-04	マークランプIQ 16cm	先端幅2.5mm/全長16cm
80-975-18-04	マークランプIQ 18cm	先端幅4mm/全長18cm
80-975-23-04	マークランプIQ 23cm	先端幅4.5mm/全長23cm
80-975-28-04	マークランプIQ 28cm	先端幅5mm/全長28cm

■製造元

**KLS martin**  
GROUP

■製造販売元

日本マーチン株式会社



001704540913107350

■販売元

**MS** MEDICAL SPACE  
www.medical-space.co.jp  
株式会社 メディカルスペース

TEL 048-972-5890 FAX 048-972-5891  
〒343-0037 埼玉県越谷市恩間新田370番地1

●改良のため予告なく仕様を変更することがあります。  
作成日: 2019年1月第2版  
2020.9.300

ハイエンド電気メス

**KLS martin**  
GROUP

# maXium®


マキシウム




**MS** MEDICAL SPACE  
www.medical-space.co.jp  
株式会社 メディカルスペース

TEL 048-972-5890 FAX 048-972-5891  
〒343-0037 埼玉県越谷市恩間新田370番地1


maxiumは止血効果の高い低電圧凝固モード(ケアコアグ)を搭載し、  
またバイポーラTURにも対応可能なハイエンド電気メスです。  
セミリユーズブルタイプのmarSealデバイスを使用することにより、コスト削減にも貢献します。




## 低電圧凝固モード(ケアコアグ)を搭載



## スーパーブレンドモードを搭載






## フォースドプレップモードを搭載



## バイポーラTURモードを搭載

バイポーラTURにおいて、ブースター機能が素早い初期放電を実現します。





## marSeal 5 IQ



marSealは組織を安全に凝固して確実な止血を行い、迅速で効率的な手術を支援します。  
marSealハンドル本体とシャフトはリユーズブルタイプで、環境に優しく経済的です。  
ブレードは安全に配慮したディスポーザブルタイプです。  
セミリユーズブルのmarSealデバイスは、院内のランニングコスト削減に貢献します。

## シールセーフ



# marClamp® IQ



## Accessories





バイポーラ接続コード

80-287-33 3 m  
医療機器承認番号 223AGBZI00001000

80-287-53 5 m  
医療機器承認番号 223AGBZI00001000



バイポーラ接続ケーブル

80-287-89 3 m 固定  
医療機器承認番号 223AGBZI00001000

80-287-90 5 m 固定  
医療機器承認番号 223AGBZI00001000



マーカット  
スタンダード  
18 cm

マーカット  
スタンダード  
21 cm

マーカット  
スタンダード  
23 cm

マーカット  
スタンダード  
28 cm


80-570-18  
18 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

80-570-21  
21 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

80-570-23  
23 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

80-570-28  
28 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

バイポーラシザーズプロテクター



マーカット  
スリムライン  
18 cm

マーカット  
スリムライン  
21 cm

マーカット  
スリムライン  
23 cm

マーカット  
スリムライン  
28 cm

80-571-18  
18 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

80-571-21  
21 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

80-571-23  
23 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

80-571-28  
28 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

マーカット  
スーパースリムライン  
13 cm

マーカット  
スーパースリムライン  
14 cm


マーカット  
スーパースリムライン  
17 cm

80-572-13  
13 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

80-572-14  
14 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

80-572-17  
17 cm  
医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

# バイポーラフォーセプス ストレート



80-910-07

先端径	有効長	品番
0.3 mm	12 cm	80-910-12
0.3 mm	16 cm	80-910-16
0.3 mm	18 cm	80-910-18
0.3 mm	20 cm	80-910-20
0.3 mm	22 cm	80-910-22
1.2 mm	12 cm	80-924-12
1.2 mm	16 cm	80-924-16
1.2 mm	18 cm	80-924-18
1.2 mm	20 cm	80-924-20
1.2 mm	22 cm	80-924-22
1.2 mm	24 cm	80-924-24
1.2 mm	26 cm	80-924-26
1.2 mm	30 cm	80-924-30
2.0 mm	12 cm	80-934-12
2.0 mm	16 cm	80-934-16
2.0 mm	18 cm	80-934-18
2.0 mm	20 cm	80-934-20
2.0 mm	22 cm	80-934-22
2.0 mm	24 cm	80-934-24
2.0 mm	26 cm	80-934-26
2.0 mm	30 cm	80-934-30

医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

# バイポーラフォーセプス アングル



80-911-07

先端径	有効長	品番
0.3 mm	12 cm	80-911-12
0.3 mm	16 cm	80-911-16
0.3 mm	18 cm	80-911-18
0.3 mm	20 cm	80-911-20
1.2 mm	12 cm	80-925-12
1.2 mm	16 cm	80-925-16
1.2 mm	18 cm	80-925-18
1.2 mm	20 cm	80-925-20
1.2 mm	22 cm	80-925-22
2.0 mm	16 cm	80-935-16
2.0 mm	18 cm	80-935-18
2.0 mm	20 cm	80-935-20
2.0 mm	22 cm	80-935-22
2.0 mm	24 cm	80-935-24

医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

## バイポーラフォーセプス バヨネット



先端径	有効長	品番
0.3 mm	16 cm	80-931-16
0.3 mm	18 cm	80-931-18
0.3 mm	20 cm	80-931-20
0.3 mm	24 cm	80-931-24
1.2 mm	16 cm	80-945-16
1.2 mm	18 cm	80-945-18
1.2 mm	20 cm	80-945-20
1.2 mm	24 cm	80-945-22
2.0 mm	18 cm	80-948-18
2.0 mm	20 cm	80-948-20
2.0 mm	24 cm	80-948-24
2.0 mm	30 cm	80-948-30

医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

## バイポーラフォーセプス (絶線延長タイプ)



80-950-20

80-951-20



バイポーラ接続コード  
80-287-33 3 m  
80-287-53 5 m



バイポーラ接続ケーブル  
80-287-89 3 m 固定  
80-287-90 5 m 固定

医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

バイポーラフォーセプス  
NON-STICK red ストレート



80-982-12

先端径	有効長	品番
0.3 mm	12 cm	80-982-12
0.3 mm	17 cm	80-982-17
0.3 mm	20 cm	80-982-20
0.3 mm	23 cm	80-982-23
0.6 mm	12 cm	80-984-12
0.6 mm	17 cm	80-984-17
0.6 mm	20 cm	80-984-20
1.0 mm	12 cm	80-986-12
1.0 mm	17 cm	80-986-17
1.0 mm	20 cm	80-986-20
1.0 mm	23 cm	80-986-23
2.0 mm	17 cm	80-988-17
2.0 mm	20 cm	80-988-20
2.0 mm	23 cm	80-988-23

医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

バイポーラフォーセプス  
NON-STICK red アンゲル



80-983-12

先端径	有効長	品番
0.3 mm	12 cm	80-983-12
0.3 mm	17 cm	80-983-17
0.6 mm	12 cm	80-985-12
0.6 mm	17 cm	80-985-17
0.6 mm	20 cm	80-985-20
1.0 mm	12 cm	80-987-12
1.0 mm	17 cm	80-987-17
1.0 mm	20 cm	80-987-20
1.0 mm	23 cm	80-987-23
2.0 mm	17 cm	80-989-17
2.0 mm	20 cm	80-989-20
2.0 mm	23 cm	80-989-23
2.0 mm	25 cm	80-989-25
2.0 mm	28 cm	80-989-28

医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

バイポーラフォーセプス  
NON-STICK red バヨネット



先端径	有効長	品番
0.3 mm	17 cm	80-990-17
0.3 mm	20 cm	80-990-20
0.3 mm	23 cm	80-990-23
0.3 mm	25 cm	80-990-25
0.6 mm	17 cm	80-991-17
0.6 mm	20 cm	80-991-20
0.6 mm	23 cm	80-991-23
0.6 mm	25 cm	80-991-25
1.0 mm	17 cm	80-992-17
1.0 mm	20 cm	80-992-20
1.0 mm	23 cm	80-992-23
1.0 mm	25 cm	80-992-25
2.0 mm	17 cm	80-993-17
2.0 mm	20 cm	80-993-20
2.0 mm	23 cm	80-993-23
2.0 mm	25 cm	80-993-25

医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

バイポーラフォーセプス  
NON-STICK red バヨネットアングル



先端径	有効長	品番
0.6 mm	23 cm	80-997-23
0.6 mm	25 cm	80-997-25
0.6 mm	23 cm	80-996-23
0.6 mm	25 cm	80-996-25
1.0 mm	20 cm	80-994-20
1.0 mm	23 cm	80-994-23
1.0 mm	25 cm	80-994-25
1.0 mm	20 cm	80-995-20
1.0 mm	23 cm	80-995-23
1.0 mm	25 cm	80-995-25

医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

# バイポーラフォーセプス NON-STICK red

カーブ

カーブ上曲

カーブ下曲



80-998-23  
23 cm



80-999-23  
23 cm



80-999-24  
23 cm



バイポーラ接続コード

80-287-33  
3 m

80-287-53  
5 m



バイポーラ接続ケーブル

80-287-89  
3 m 固定

80-287-90  
5 m 固定

医療機器承認番号  
223AGBZI00001000

製造販売元

**KLS martin**  
GROUP

日本マーチン株式会社

〒113-0024 東京都文京区西片1-15-15

販売元／お問い合わせ先

**adachi** 株式会社アダチ

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3-2-10

Tel:06-6942-5100 Fax:06-6920-6699

お問い合わせ