

STRETCHER

電動ストレッチャー

充電バッテリー式

- ・大型犬の移動も楽々
- ・スイッチ操作で簡単昇降



昇降ボタン

型番	サイズ (mm)	昇降方式	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	電池	充電時間	JANコード
製品名 電動ストレッチャー							
ES-1000	W1060×D500×H320～970	電動昇降	50	34.4	ニッケル水素	AC100V 約8時間	4582605332626
付属品: ゴムシート、固定バンド、充電器		オプション: 点滴ハンガー [JANコード: 4582605334194]					

器具台 万能テーブル

ワンタッチで高さ調整可能



スタンダードモデル



器具台
OT(B)



万能テーブル
OT-TS(h)

型番	サイズ (mm)	昇降方式	耐荷重 (kg)	重量 (kg)	JANコード
製品名 器具台、万能テーブル					
OT(B)	W900×D450×H900～1250	ガスピリング	10	24.0	4582605332657
OT-TS(h)	W900×D450×H815～1215	手動	10	20.0	4582605332664