


撮影台仕様手術台

撮影台機能付

HUMAX 手術台 FOP-EH1500C FOP-EH1500SRC

仕様	FOP-EH1500C	FOP-EH1500SRC
昇降タイプ	電動油圧	
天板サイズ	1500(1210+270)×500mm	
天板スライド範囲	脚方向/200mm・頭方向/100mm	
昇降範囲	760~1060mm	795~1095mm
天板材質	ポリカーボネート(クリア)	
縦転角度	頭上がり・下がり 各20°	
横転角度	左右20°	
ジャックナイフ角度	90°以上	
電源	AC100V 50 / 60Hz	
最大消費電力	350 W	
重量	190kg	195kg
標準装備・付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・フラットマット(ブラック) / 1set ・サイドレール・カムクリートL(4個)・ロープ(4本) ・フットスイッチ/カハー付き(コード2.15 m) ・電源コード(5 m) 	

■EH1500シリーズの詳細とオプションは、P13・14をご参照ください。
※カセット引き出しの逆方向はオプションとなります。(ご注文時に限り無償です)



撮影台機能付

HUMAX 手術台 FOP II-SP1100C

仕様	
昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100×500mm
昇降範囲	800~1,040mm
天板材質	アクリル(ブラウンスモーク)
チルト	両サイドチルト(角度:約15°)
総重量	69kg
標準装備・付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ロープフック(両側4箇所) ・ロープ白(4本) ・クリアマット

※サイドレール/カムクリートLはオプションです。
■FOP IIシリーズの詳細とオプションは、P13・14をご参照ください。



撮影台機能付

HUMAX 処置台 ASUKA II

仕様	
昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100×500mm(ハンドル除く)
昇降範囲	350~970mm
天板材質	アクリル(ブラウンスモーク)
ロープフック	片側4個(両側)
総重量	51kg
標準付属品	クリアマット・ロープ白(4本)

※サイドレール/カムクリートLはオプションです。
■ASUKA IIのオプションは、P13・14をご参照ください。
※カセット引き出しの逆方向はオプションとなります。
(ご注文時に限り無償です)



撮影台機能付

HUMAX 手術台 FOP II-E1100C

仕様	
昇降タイプ	電動
天板サイズ	1100×500mm
昇降範囲	820~1,065mm
天板材質	アクリル(ブラウンスモーク)
チルト	両サイドチルト(角度:約15°)
最大消費電力	150W
サービスコンセント	2個口(合計600Wまで使用可)
総重量	61kg
標準装備・付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ロープフック(両側4箇所) ・ロープホワイト(4本)・クリアマット ・フットスイッチ(コード2.2 m) ・電源コード(2.5 m)


※サイドレール/カムクリートLはオプションです。
■FOP IIシリーズの詳細とオプションは、P13・14をご参照ください。



サービスコンセントは
600Wまで使用可能です

撮影台機能

撮影台天板



カセットトレイは左右スライド
ロックハンドルで固定が可能です。(標準装備)

写真は FOP II-SP1100C

カセットトレイ
半切まで対応可能

