

撮影台機能付

HUMAX 手術台 FOP II -SP1100C

仕様

昇降タイプ	ガススプリング
天板サイズ	1100×500mm
昇降範囲	800～1,040mm
天板材質	アクリル (ブラウンスモーク)
チルト	両サイドチルト (角度: 約15°)
総重量	69kg
標準装備・付属品	・ロープフック (両側4箇所) ・ロープ 白 (4本) ・クリアマット

※サイドレール/カムクリートLはオプションです。

■FOP IIシリーズの詳細とオプションは、P13・14をご参照ください。



撮影台機能付

HUMAX 手術台 FOP II -E1100C

仕様


昇降タイプ	電動
天板サイズ	1100×500mm
昇降範囲	820～1,065mm
天板材質	アクリル (ブラウンスモーク)
チルト	両サイドチルト (角度: 約15°)
最大消費電力	150W
サービスコンセント	2個口 (合計600Wまで使用可)
総重量	61kg
標準装備・付属品	・ロープフック (両側4箇所) ・ロープ ホワイト (4本) ・クリアマット ・フットスイッチ (コード2.2 m) ・電源コード (2.5 m)

※サイドレール/カムクリートLはオプションです。

■FOP IIシリーズの詳細とオプションは、P13・14をご参照ください。



サービスコンセントは
600Wまで使用可能です



カセットトレイ
半切まで対応可能