

確かな品質と信頼の 日本製 O₂ボックス




高気圧酸素ボックスの原理

体と気圧の関係




体と気圧は関係が深く
気圧は体調に大きく
影響を与えます

酸素ボックス内では
高気圧状態をつくりだし
圧力が体内のリンパを
刺激します



リンパの流れと血液循環を
促進する酸素の働き




より快適にリラックス出来る部屋型空間。高気圧酸素ボックス

O₂ BOX オーダーボックス T2-R


安全安心。全自動フルオートタイプ、完全無人化。
様々なスペースに対応する分割・連結方式を採用。

※ご要望に応じて大きさ、内外装ともにカスタマイズできます。


ブロック単位で様々な広さや用途に合わせたカスタマイズが可能!!



奥行を
追加



横幅を
追加



<サイズ(外寸)>

■ O₂ボックスT2-R(1~2人用)
サイズ：幅960×高1,540×奥行2,010mm

■ O₂ボックスT46-R(4~6人用)
サイズ：幅1,500×高1,980×奥行2,180mm
制御装置
サイズ：幅410×高865×奥行310mm

■ O₂ボックス68-R(6~8人用)
サイズ：幅1,500×高1,980×奥行2,630mm
制御装置
サイズ：幅410×高865×奥行310mm

※製品仕様により、サイズが異なる場合があります。

<電源/消費電力>

電 源：AC100V 50/60Hz
消費電力：330W(3.5A)~

<装備>

インターホン
緊急排気弁他 安全装置(内外部手動)
1.10、1.20、1.30の3段階調整
運転途中での気圧変更機能
(加圧途中で最初の設定気圧を変更可)


オプション

■ 酸素濃縮器
サイズ：幅260×高510×奥行600mm
重量：約22kg

<電源/消費電力>

電 源：AC100V 50/60Hz
消費電力：400W(4A)

■ エアコン・テレビ



O₂ BOX

商品価格：オープンプライス
※送料・組立費別途



酸素濃縮器
※オプション装置

酸素濃縮器を追加する事で、高濃度酸素の吸引が可能です。



- 国内生産
- カートリッジ
取替可能
- 長寿命
- 高濃度

オーツードーム

O₂ DOME

(多人数用)

サイズ：2,200mmφ



※右記の方はご利用できません。 ■ ペースメーカーを入れている方 ■ 妊娠中の方 ■ 糖尿病でインスリンを投与中の方

ヒット商品 「飲む」酸素

好みの飲料に入れるだけ。
カンタン酸素補給。

オーツースاپリ

O₂ SUPPLE

30ml

酸素濃度：20,000ppm

100ml

酸素濃度：40,000ppm

FDA
(米連邦食品医薬品局)
認定基準



日本初!酸素を逃さず、すべて体内に吸収。

オーツースاپリ(濃縮酸素水)は、お好みの飲み物に入れて飲むだけで体内に酸素補給することができる、これまでにないサプリメントです。通常の酸素水と違い、開封しても酸素が酸化しない為、無駄なくすべて体内に吸収します。美容や健康の維持、またはストレスや疲労の緩和にお役立てください。

ヒット商品 Mキューブ(EMS)マシン

プロフェッショナル的な機能を備えた
低周波マシン

オーツークューブ

O₂ cube

特許
取得

Mキューブ(特許取得済)の低周波

■ 筋肉トレーニング ■ リラクゼーション

特許取得済のMキューブ周波数により、さまざまな身体ケア機能を搭載。周波数成分が高い為、皮膚抵抗を少なくして身体の内芯までアプローチ可能です。



O₂ボックスメーカー

O₂
BOX®
ISO 13485
医療機器品質マネジメントシステム

株式会社 タイムワールド

〒103-0028

東京都中央区八重洲1-7-17
八重洲 ロータービル 7F

TEL:03-5547-8883

FAX:03-3527-9393

http://o2-capsule.com

※製品の価格・仕様は予告なく変更する場合がございます