

超音波スケーラー

バリオス970 標準セット

ライト付 製品名 VA970 Lux 製品番号 Y1001451

ライト無し 製品名 VA970 製品番号 Y1001452

セット内容

- コントロールユニット • ハンドピース • ハンドピースコード • スケーリング用チップ3本
- フットコントロール(FC-70) • VAボトル(2本・400 mL) • 水フィルターセット
- 水供給用コネクタ • チップ交換レンチ(3個・CR-10) • 滅菌ケース、他付属品

販売名：バリオス 970 認証番号：223ALBZX00032000
 一般の名称：歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器



エンド

製品名 E4 製品番号 Z217428

- 根管洗浄
- 異物除去用



製品名 E15D 製品番号 Z217319

- ダイヤモンドコーティング
- 根管口の探索、明示用



製品名 E4D 製品番号 Z217528

- ダイヤモンドコーティング
- 根管洗浄
- 異物除去用



製品名 E11 製品番号 Z217031

- Uファイル用(φ0.8 mm) • 根管洗浄用
- 前歯部用 • Eチップ用レンチ付属
- ファイル別売



製品名 E5 製品番号 Z217305

- ドライ仕様
- ラテラルコンデンセーション用(側方加圧充填用)



製品名 E12 製品番号 Z217032

- Uファイル用(φ0.8 mm) • 根管洗浄用
- 臼歯部用 • Eチップ用レンチ付属
- ファイル別売



製品名 E6 製品番号 Z217306

- ドライ仕様
- ラテラルコンデンセーション用(側方加圧充填用)



製品名 Uファイル 33 mm / #15 製品番号 Y900062

- ISO15 • 6本入



製品名 E7 製品番号 Z217307

- ドライ仕様
- 充填材
- 異物除去用



製品名 Uファイル 33 mm / #20 製品番号 Y900063

- ISO20 • 6本入



製品名 E7D 製品番号 Z217317

- ダイヤモンドコーティング
- フレアー形成用



製品名 Uファイル 33 mm / #25 製品番号 Y900064

- ISO25 • 6本入



製品名 E8 製品番号 Z217308

- ドライ仕様
- 充填材
- 異物除去用



製品名 Uファイル 33 mm / #30 製品番号 Y900065

- ISO30 • 6本入



製品名 E8D 製品番号 Z217318

- ダイヤモンドコーティング
- フレアー形成用



製品名 Uファイル 33 mm / #35 製品番号 Y900066

- ISO35 • 6本入

