

検査の常識を、 もっと身近に

どこでも、すぐに、安心の診断を。



動物用血液ガス分析装置

i 15 V E T

コストパフォーマンスに優れ、性能に妥協しない

- ✓ 血液ガス・電解質・代謝項目を1台でカバー
- ✓ 最大15項目をわずか数分で同時測定
- ✓ 簡単操作&即時結果表示
- ✓ 使い捨てカートリッジでメンテナンス不要
- ✓ 小型・軽量（約3.8kg）で院内外の移動に最適



エルマ販売株式会社



— 速さと正確さを持ち運べる形に —


i15 VET

- 操作性・利便性
 - ・カートリッジ方式で試薬管理やメンテ不要
 - ・タッチスクリーン、バーコード/QR入力対応で簡単操作
 - ・サンプリングから1分以内で結果表示
 - ・少量検体対応：80-140 μ Lで測定可能
- 検査性能
 - ・血液ガス+電解質+代謝項目（最大15項目）の多項目同時測定
 - ・高精度：マイクロチップ液体制御技術+マルチセンサー膜で正確な測定
 - ・キャリブレーション+QC+E-シミュレーターで精度を担保
- 携帯性・運用性
 - ・小型・軽量
 - ・バッテリー満充電で約50-66検体測定可能
 - ・カートリッジは室温保存可
- データ管理
 - ・最大10,000検体データの大容量保存
 - ・USB×4、LAN、Wi-Fi、LIS/HIS/DMS連携対応
 - ・内蔵プリンタ+外部プリンタ両対応

基本構成 <ul style="list-style-type: none"> ・動物用血液ガス分析装置 i15 VET ・電源ケーブル ・ACアダプタ ・プリンタ用紙 ・充電式リチウム電池 ・取扱説明書 ・テストカートリッジ4箱（25個入/箱） ・キャリブレーション溶液パック ・外部電子シミュレーター ・キャピラリーアダプタ ・コントロール 	オプション <ul style="list-style-type: none"> ・校正検証用コントロール ・Honeywell 1900バーコードスキャナ ・VET DMS（データ管理ソフトウェア） ・採血用ABGシリンジ（1mL/3mL） ・毛細管（85μL/100μL/115μL）
寸法（mm） ：238(W)×153(H)×310(D) 重量 ：約3.65 kg 定格電圧 ：AC100V～AC240V±10% 50/60Hz 充電式バッテリー ：14.8VDC/5000mAh 届出番号 ：6動薬第2680号（一般医療機器）	

測定項目 カートリッジ種類	pH	pCO ₂	pO ₂	Na ⁺	K ⁺	Cl ⁻	Ca ⁺⁺	Hct	Glu	Lac
BG3/BG3	○	○	○							
BG8/BG8	○	○	○	○	○	○	○	○		
BG4/BG4	○	○	○							○
BG9/BG9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
BG10/BG10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
BC4/BC4				○	○	○	○	○		

※カートリッジは種類を限定して販売する場合がございます。ご購入の際は、販売店まで事前にご確認ください。


エルマ販売株式会社
 本社 〒342-0045 埼玉県吉川市木売3-4-8 048-984-6211
 営業部 〒342-0045 埼玉県吉川市木売3-4-8 048-984-3138
 大阪営業所 〒533-0033 大阪市東淀川区東中島1-6-14 06-6990-6281
 福岡営業所 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-6-17 092-715-2626

代理店